

Excilor®

Traitement des verrues



Lire intégralement la notice avant de commencer à utiliser le produit. Le flacon de traitement des verrues contient un gel acide efficace mais très corrosif. Pour un traitement réussi, suivez toutes les étapes de cette notice. Conservez la notice car vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez des questions, contactez votre médecin généraliste ou votre pharmacien.

COMMENT EXCILOR® TRAITEMENT DES VERRUES FONCTIONNE-T-IL ?

Excilor® Traitement des verrues contient un gel acide basé sur l'ingrédient actif médical TCA-Active™ et exfolie la peau infectée. La peau épaissie de la verrue et le virus à l'origine de la verrue sont éliminés et une peau nouvelle et saine apparaîtra.

Excilor® Traitement des verrues est un dispositif médical permettant de traiter soi-même efficacement et rapidement les verrues des mains et des pieds. Le gel s'applique facilement sur la verrue grâce au coton-tige à usage unique.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT D'UTILISER EXCILOR® TRAITEMENT DES VERRUES

N'utilisez pas Excilor® Traitement des verrues :

- sur les verrues **autres que celles des mains ou des pieds** ;
- sur une peau qui saigne, qui est irritée ou enflammée avec des démangeaisons ou un gonflement ;
- sur les acrochordons, les grains de beauté, les taches sombres de la peau, les taches de rousseur, le molluscum contagiosum, la kératose séborrhéique (verruca seborrhoeica) ou la peau exfoliée ;
- si vous n'êtes pas certain(e) qu'il s'agisse réellement d'une verrue, consultez votre médecin généraliste avant d'utiliser le produit.
- si vous êtes hypersensible à l'un des ingrédients.

⚠ Avertissements et précautions

- Excilor® Traitement des verrues contient un acide corrosif. Réservez UNIQUEMENT pour les verrues situées sur **les mains** ou sur **les pieds**. N'appliquez pas le gel sur la peau saine autour de la verrue.
- Utiliser uniquement les cotons-tiges à usage unique fournis pour une application facile.
- Si le gel entre accidentellement en contact avec de la peau saine, **laver immédiatement la zone avec beaucoup d'eau et du savon pour éviter une sensation d'irritation ou de brûlure de la peau saine**. Vous pouvez utiliser une pommade comme la vaseline afin de protéger la zone environnante avant d'appliquer le gel. Si vous avez des difficultés à appliquer le gel avec précision, par exemple sur la plante du pied, demandez que l'on vous aide.
- Pour la première utilisation, appliquer d'abord le gel sur une verrue avant de traiter les autres verrues.
- Ne pas exposer la zone traitée au soleil tant que la peau n'est pas revenue à son état normal. Cela peut prendre 4 à 6 semaines. Une hyperpigmentation ou hypopigmentation de la peau peut se produire à cause de l'exposition au soleil.
- Ne pas toucher ou ne pas piquer la peau traitée car la verrue est contagieuse. Ne pas peler la croûte car elle doit tomber d'elle-même.
- Éviter le contact avec les yeux et les muqueuses. Si le gel entre accidentellement en contact avec les yeux ou les muqueuses, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin.
- Pour une question d'hygiène, le coton-tige à usage unique ne doit être utilisé que par un seul utilisateur. Le coton-tige à usage unique doit être jeté après chaque traitement.
- Éviter tout contact entre le gel ou le coton-tige à usage unique et les vêtements, les bijoux, les tissus ou les meubles, car ils pourraient être endommagés.
- Après utilisation, il peut rester de petits résidus de gel de traitement sur les cotons-tiges à usage unique ; il est donc recommandé de les jeter avec précaution.

- Être prudent lors de la fermeture et de la réouverture du bouchon du flacon.
- Consulter votre médecin généraliste si :
 - la verrue n'a pas disparu après 3 cycles de traitement (4 semaines) ;
 - une irritation, une rougeur ou une douleur apparaissent.

QUI PEUT UTILISER EXCILOR® TRAITEMENT DES VERRUES ?

Excilor® Traitement des verrues peut être utilisé par les adultes et les enfants dès l'âge de 4 ans. Les adultes doivent appliquer le traitement aux enfants. Pour les enfants, il est recommandé de changer la posologie et d'appliquer le produit 1 fois par jour. Se référer aux instructions de la rubrique COMMENT UTILISER EXCILOR® TRAITEMENT DES VERRUES ?

Si vous êtes enceinte, que vous allaitez, que vous êtes diabétique ou que vous avez une mauvaise circulation sanguine ou des maladies de la peau, nous vous recommandons de consulter votre médecin généraliste avant d'utiliser le produit.

COMMENT UTILISER EXCILOR® TRAITEMENT DES VERRUES ?

Préparez-vous pour le traitement :

1. Pendant le traitement : ne tenez pas le flacon dans votre main mais stabilisez-le pendant toute la procédure.
2. Pour retirer le capuchon de sécurité enfant, appuyez sur le capuchon et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir.

Lors de la première utilisation : appliquez d'abord le gel sur une verrue avant de traiter les autres verrues, afin de tester l'effet du produit sur votre peau. Commencez à traiter une autre verrue seulement si vous n'avez pas eu d'effets secondaires (normalement dans les 5 jours qui suivent la première utilisation).

S'il y a plusieurs verrues rapprochées (distances de moins de 1 cm), attendez que la peau retrouve son état normal avant de traiter une autre verrue (cela peut prendre jusqu'à 6 semaines).

Appliquez le traitement :

1. Trempez délicatement le coton-tige dans le gel.
2. Touchez délicatement la verrue 1 à 2 fois avec le coton-tige, jusqu'à ce que la verrue soit complètement couverte, en évitant de toucher la peau saine environnante.
3. **Si le gel entre accidentellement en contact avec de la peau saine, lavez immédiatement la zone avec beaucoup d'eau et du savon pour éviter une sensation d'irritation ou de brûlure de la peau saine.** Vous pouvez utiliser une pommade comme la vaseline afin de protéger la zone environnante avant d'appliquer le gel.

Si vous avez des difficultés à appliquer le gel avec précision, par exemple sur la plante du pied, demandez que l'on vous aide.

4. Laissez sécher le gel pendant 10-15 minutes avant de mettre des chaussettes, des chaussures ou des gants.
5. Jetez soigneusement le coton-tige et refermez fermement le flacon.

Répétez le traitement **deux fois par jour pendant 4 jours. Pour les enfants avec de petites verrues, appliquer le gel une fois par jour.**

Après le traitement :

1. N'exposez pas la zone traitée au soleil avant que la peau ne retrouve son état normal.
2. Si la verrue n'a pas complètement disparu, répétez le traitement après une pause de 4 jours. Vous pouvez répéter le cycle de traitement jusqu'à 4 fois si nécessaire pour éliminer complètement la verrue.

Note : Lorsque vous traitez une verrue plantaire recouverte par de la corne, il est recommandé de faire tremper le pied dans de l'eau tiède et de frotter délicatement la callosité avec une lime avant le traitement.

À QUOI DEVEZ-VOUS VOUS ATTENDRE ?

Immédiatement après l'application, une couche blanche peut apparaître sur la peau.

Pendant le traitement, la peau devient plus foncée et commence à peler en formant une croûte. Le gommage est un processus naturel et dure 1 à 2 semaines après le traitement. La peau renouvelée aura un aspect plus lisse, légèrement rosée et retrouvera sa couleur naturelle au cours des semaines suivantes.

QU'EST-CE QU'UNE VERRUE ?

Les verrues vulgaires (*verruca vulgaris*) et les verrues plantaires (*verruca plantaris*) apparaissent sur la peau sous forme de petites croissances rugueuses semblables à celles du chou-fleur, qui sont causées par l'infection du virus du papillomavirus humain (VPH). Les verrues vulgaires apparaissent principalement sur les mains, les doigts ou les orteils. Les verrues plantaires se développent principalement sur la plante des pieds ou sur les talons. Elles ont tendance à être plus plates, plus dures. Elles sont souvent douloureuses lors de la marche ou en position debout. Les deux formes sont très contagieuses et touchent trois personnes sur quatre au cours de leur vie. En cas de doute, consultez d'abord votre médecin généraliste avant d'utiliser le produit.

COMBINAISON AVEC D'AUTRES TRAITEMENTS ET/OU MÉDICAMENTS

Ne pas utiliser simultanément à d'autres traitements contre les verrues.

Il n'existe aucune interaction connue avec des médicaments, s'ils sont utilisés conformément à leur notice.

QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES ?

En cas d'utilisation sur une peau saine, des picotements, une légère sensation de brûlure ou de douleur de la zone traitée peuvent apparaître et provoquer des lésions cutanées. Si vous ressentez un de ces effets secondaires, interrompez immédiatement le traitement. Lavez la peau avec de l'eau et du savon pour prévenir l'irritation.

Les complications sont rares. Il est extrêmement rare qu'une marque ou une cicatrice permanente apparaisse. Cela pourrait être principalement lié à une anomalie, telle que des problèmes de cicatrisation ou une infection. Si c'est votre cas, arrêtez le traitement et consultez votre médecin généraliste.

QUELS SONT LES INGRÉDIENTS ?

TCA-Active™ (à base d'acide trichloroacétique), Carbopol, Eau.

COMMENT CONSERVER LE PRODUIT ?



Tenez hors de la portée et de la vue des enfants.



Conservez le flacon dans son emballage d'origine, à température ambiante (15-25 °C) et à l'abri de la lumière.



Jetez soigneusement le coton-tige à usage unique et refermez fermement le flacon après usage.



N'utilisez pas le produit après la date de péremption indiquée sur l'étiquette du flacon et sur la boîte extérieure. Après la première ouverture, le produit a une durée de conservation de 6 mois. Ne dépassez pas la date de péremption.

QUE CONTIENT LA BOÎTE ?

La boîte contient un flacon de 4 ml d'**Excilor® Traitement des verrues*** avec capuchon de sécurité pour enfants, une notice et un sachet de 32 cotons-tiges à usage unique.

*Nombre maximum de cycles de traitement : 4

La dernière révision de la notice date de décembre 2018.

4WB.VE.FR.I.00

CE 2797

VE5860



Medical Brands Innovations B.V.,
Piet Heinkade 199,
1019 HC Amsterdam,
Pays-Bas.

Distributeur :
Vemedia Consumer Health France
Place Lucien Auvert
77020 Melun Cedex
FRANCE