

Excilor® WRATTENBEHANDELING



Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door. Het flesje bevat een effectieve maar bijtende gel. Voor een succesvolle behandeling, volg alle stappen in deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze later nog te kunnen raadplegen. Bij vragen neem contact op met de huisarts of apotheek.



HOE WERKT EXCILOR® WRATTENBEHANDELING?

Excilor® Wrattenbehandeling bevat een gel, gebaseerd op het actieve medische ingrediënt TCA-Active™ dat er voor zorgt dat de getroffen huid gaat vervellen. De verdikte huid van de wrat én het virus dat de wrat veroorzaakt worden verwijderd en nieuwe gezonde huid zal verschijnen.


Excilor® Wrattenbehandeling is een medisch hulpmiddel voor het snel en effectief verwijderen van wratten (m.u.v. steelwratjes en waterwratjes) op handen en voeten.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEBRUIK VAN EXCILOR® WRATTENBEHANDELING

- ALLEEN te gebruiken bij wratten op handen en voeten.
- Niet gebruiken op bebloede, geïrriteerde, jeukende, opgezwollen of ontstoken huid.
- Niet gebruiken bij steelwratjes, waterwratjes, ouderdomswratten, moedervlekken, donker gekleurde plekken op de huid, sproetjes of beschadigde huid.
- Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.

Bij twijfel over de wrat, neem contact op met de huisarts.

⚠ Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- Excilor® Wrattenbehandeling bevat een bijtende gel.
 ALLEEN te gebruiken op wratten op handen en voeten. Breng de gel niet aan op de gezonde huid rondom de wrat.
- Gebruik alleen de bijgeleverde wattenstaafjes voor precieze behandeling.
- Indien de gel toch in aanraking komt met de gezonde huid, **was de huid onmiddellijk met veel zeep en water om irritatie of branderig gevoel van de gezonde huid te voorkomen.** Gebruik vaseline om de huid rondom de wrat te beschermen voordat de gel wordt aangebracht. Vraag om hulp indien het lastig is om de gel precies aan te brengen op de wrat, bijvoorbeeld op de voetzool.
- Test het product eerst op één wrat voordat meerdere wratten behandeld worden.
- De behandelde huid niet blootstellen aan zonlicht, totdat de huid volledig is hersteld. Dit kan 4 tot 6 weken duren. Verkleuring van de huid (hyper- of hypopigmentatie) kan voorkomen bij vroegtijdige blootstelling aan zonlicht.
- Niet aan de behandelde huid krabben of voelen aangezien een wrat besmettelijk is. Het korstje niet er af krabben, deze valt er vanzelf af.
- Voorkom contact met de ogen en slijmvlies. Indien de gel toch in contact komt met de ogen of slijmvlies, direct uitspoelen met veel water en raadpleeg direct een arts.
- Voor persoonlijke hygiëne dient het wattenstaafje door slechts één enkele gebruiker te worden gebruikt. Gooi na elke behandeling het wattenstaafje weg.
- Vermijd contact met sieraden, kleding, stof of meubels aangezien de gel deze kan beschadigen.
- Na gebruik kan een kleine hoeveelheid gel op het wattenstaafje achterblijven. Gooi het wattenstaafje daarom ook met voorzorg weg.
- Voorzichtigheid is geboden bij het openen en sluiten van de dop van het flesje.

- Neem contact op met de huisarts:
 - Indien de wrat niet is verwijderd na 4 behandelperiodes (4 weken).
 - Bij roodheid, irritatie of pijn.

VOOR WIE IS EXCILOR® WRATTENBEHANDELING

Excilor® Wrattenbehandeling kan gebruikt worden door volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar. Volwassenen dienen de gel aan te brengen bij kinderen. Bij kinderen kan de gel 1 keer per dag op de wrat aangebracht worden, zie instructies bij **HOË EXCILOR® WRATTENBEHANDELING TE GEBRUIKEN?**

Bij zwangerschap, borstvoeding, diabetes, slechte bloedcirculatie of huidaandoening, raadpleeg de huisarts vóór gebruik van dit product.

HOË EXCILOR® WRATTENBEHANDELING TE GEBRUIKEN?

Klaarmaken voor de behandeling

1. Tijdens de behandeling: het flesje niet in de hand vasthouden maar deze op een stabiele ondergrond plaatsen tijdens de complete behandeling.
2. Om de veiligheidsdop te verwijderen, duw de dop omlaag en draai de dop tegen de klok in om het flesje te openen.

Bij eerste gebruik: probeer het product eerst op één wrat voordat meerdere wratten behandeld worden om het effect op de huid te testen. Behandel de overige wratten alleen als er geen bijwerkingen zijn opgetreden (meestal binnen 5 dagen). Indien meerdere wratten dicht bij elkaar liggen (binnen 1 cm), wacht dan totdat de huid weer normaal is voordat de andere wrat behandeld wordt (dit kan tot 6 weken duren).

Behandeling aanbrengen

1. Doop het wattenstaafje in de gel in het flesje.
2. Raak voorzichtig 1 tot 2 keer de wrat aan met het wattenstaafje totdat de wrat volledig bedekt is. Vermijd het aanraken van de gezonde huid rondom de wrat.
3. Indien de gel toch in aanraking komt met de gezonde huid, was de huid onmiddellijk met veel zeep en water om irritatie of branderig gevoel te voorkomen. Gebruik vaseline om de huid rondom de wrat te beschermen voordat de gel wordt aangebracht. Vraag om hulp indien het lastig is om de gel precies aan te brengen op de wrat, bijvoorbeeld op de voetzool.
4. Laat de gel 10-15 minuten drogen voordat sokken, schoenen of handschoenen worden aangetrokken.
5. Gooi het wattenstaafje voorzichtig weg en draai de dop van het flesje stevig dicht.

Herhaal de behandeling **2 keer per dag, 4 dagen achter elkaar. Bij kinderen met kleine wratjes de gel 1 keer per dag aanbrengen.**

Na de behandeling:

1. De behandelde huid niet blootstellen aan zonlicht, totdat de huid volledig is hersteld.
2. Indien de wrat niet volledig verwijderd is, herhaal de behandeling met een rustpauze van 4 dagen. Indien nodig, mag de behandeling tot 4 keer herhaald worden om de wrat volledig te verwijderen.

Belangrijk: wanneer de behandelde wrat is bedekt met eelt, wordt het aanbevolen om de hand of voet eerst in warm water te weken en het eelt zoveel mogelijk te verwijderen met een vijl voordat met de behandeling wordt gestart.

WAT TE VERWACHTEN NA GEBRUIK VAN EXCILOR® WRATTENBEHANDELING

Direct na de behandeling kan een wit laagje tevoorschijn komen. Tijdens de behandeling zal de huid donkerder worden en gaan vervellen en wordt er een korstje gevormd. Vervellen is een natuurlijk proces en zal 1 tot 2 weken duren. Vernieuwde huid zal gladder aanvoelen en in het begin lichtroze zijn. In de weken daarna zal de huid zijn natuurlijke kleur weer terug krijgen.

HOE HERKEN IK EEN WRAT?

Wratten* (verruca vulgaris) en voetwratten (verruca plantaris) verschijnen op de huid als kleine, ruwe 'bloemkoolachtige' vergroeiingen, veroorzaakt door het Humaan Papillomavirus (HPV) virus. Wratten* komen het meeste voor op handen, vingers en tenen. Voetwratten daarentegen op voetzolen en hielen. Voetwratten zijn platter, harder en kunnen pijnlijk zijn tijdens het lopen of staan. Beide typen wratten zijn zeer besmettelijk. Bij twijfel, raadpleeg de huisarts vóór gebruik.

*m.u.v. steelwratjes en waterwratjes.

COMBINEREN MET ANDERE BEHANDELINGEN EN/OF MEDICIJNEN

Niet gebruiken in combinatie met andere wratbehandelingen. Er zijn geen interacties met medicijnen bekend, mits dit product volgens de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt.

WAT ZIJN MOGELIJKE BIJWERKINGEN?

Bij gebruik op gezonde huid kan een stekend, lichtbranderig of pijnlijk gevoel optreden wat de huid kan beschadigen. Indien een bijwerking wordt ervaren, moet de behandeling direct worden stopgezet. Was de huid met zeep en water om irritatie te voorkomen.

Complicaties komen zelden voor. Het optreden van een permanente vlek of litteken is extreem uitzonderlijk. In de meeste gevallen ontstaat dit door een infectie van de huid of een verstoorde wondheling. Indien dit wel voorkomt, direct de behandeling stopzetten en contact opnemen met de huisarts.

WAT ZIJN DE INGREDIËNTEN?

TCA-Active™ (trichloorazijnzuur), Carbopol, Aqua.

HOE TE BEWAREN?



Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.



Het product donker en op kamertemperatuur (15-25 °C) in de originele verpakking bewaren. Gooi het wattenstaafje voorzichtig weg en draai na gebruik de dop van het flesje stevig dicht.



Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum, vermeld op het flesje en verpakking. Na openen is het product nog 6 maanden houdbaar.

WAT ZIT ER IN DEZE VERPAKKING?

Flesje 4 ml Excilor® Wrattenbehandeling* met veiligheidsdop voor kinderen.
Gebruiksaanwijzing.
Zakje met 32 wattenstaafjes voor eenmalig gebruik.

*Maximale behandelduur: 4 periodes van 4 dagen.

De gebruiksaanwijzing is voor het laatst herzien in december 2018.

4WB.VE.NL.I.00

CE 2797



Medical Brands Innovations B.V.
Piet Heinkade 199
1019 HC Amsterdam
Nederland

Distributeur:
Vemedica B.V.
Verrijn Stuartweg 60
1112 AX Diemen
Vemedica Informatielijn:
0900-2333666
www.vemedica.nl

VER713